



バーメッド シルバーレスト (心電図検査向け)

タイプ名: A10022-J (100)

ソリッドゲル

100個/袋
4000個/ケース

製品概要

用途 12誘導心電図検査
使用可能時間 24時間

製品仕様

形状 長方形
サイズ 34.5 x 22.9 mm
アダプター直径 N/A mm
電極素材厚み 0.1 mm
接触面積 22.0 mm²
ゲル面積 22.0 mm²
粘着剤面積 22.0 mm²
リード線長さ・色 N/A・N/A

材料

電極素材 合成紙
粘着剤 N/A
ゲル ソリッド
スポンジ N/A
ライナー ポリエチレンテレフタレート
センサー N/A
アダプター N/A
コネクタ N/A
リード線 N/A

電気特性 (ANSI/AAMI EC 12)

ACインピーダンス(10 Hz) 3k Ω以下
DCオフセット電圧 100 mV以下

製品特性

MR Conditional 非適合
X線透過 不透過
前処理材 無
貼り直し 不可

梱包仕様

アルミ袋構成 紙/PE/アルミ箔/PE
ジッパー 有
アルミ袋サイズ 17.8 x 12.7 cm
ボックスサイズ 20.8 x 15.6 x 9.7 cm
ケースサイズ 32.7 x 21.9 x 22.5 cm

生体適合

ISO 10993 合格
天然ゴムラテックス 不使用

環境負荷

ハロゲン化炭化水素(PVC等) 不使用
フタル酸誘導体(DEHP等) 不使用
RoHS指令 適合
REACH規則 適合

有効期間

製造日より24ヶ月

CEマーク

CE Mark according to MDD 93/42/EEC



Vermed Part Number: 6500043V