



バーメッド カーボンクリア (X線透過型)

タイプ名: A10032RT-J (60)

ソリッドゲル



60 個/袋
600 個/ケース

製品概要

用途	一般病棟、ICU/CCU、心臓カテーテル室
使用可能時間	72 時間

製品仕様

形状	ティアドロップ
サイズ	47.6 mm
アダプター直径	10.6 mm
電極素材厚み	0.1 mm
接触面積	71.1 mm ²
ゲル面積	7.8 mm ²
粘着剤面積	63.3 mm ²
リード線長さ・色	N/A・N/A

材料

電極素材	クリアテープ
粘着剤	医療用アクリル
ゲル	ソリッド
スポンジ	N/A
ライナー	ポリスチレン
センサー	銀/塩化銀 ABS樹脂
アダプター	カーボン ABS樹脂
コネクタ	N/A
リード線	N/A

電気特性 (ANSI/AAMI EC 12)

ACインピーダンス (10 Hz)	3k Ω以下
DCオフセット電圧	100 mV以下

製品特性

MR Conditional	適合
X線透過	透過
前処理材	無
貼り直し	不可

梱包仕様

アルミ袋構成	紙/PE/アルミ箔/PE
ジッパー	有
アルミ袋サイズ	22.9 x 33.0 cm
ボックスサイズ	n/a
ケースサイズ	36.83 x 27.6 x 17.1 cm

生体適合

ISO 10993	合格
天然ゴムラテックス	不使用

環境負荷

ハロゲン化炭化水素 (PVC等)	不使用
フタル酸誘導体 (DEHP等)	不使用
RoHS指令	適合
REACH規則	適合

有効期間

製造日より24ヶ月

CEマーク

CE Mark according to MDD 93/42/EEC



Vermed Part Number: 6500056V